




Serie KK-728E/738BE
Camilla

Diseño y especificaciones pueden variar sin previo aviso. Todas las imágenes del producto, componentes y accesorios pueden no reflejarse en el producto final. Las imágenes pueden reflejar equipo opcional y están sujetas a cambio sin previo aviso. Toda la información presentada en esta base, información actual o metas de diseño disponibles al momento de presentarlas pueden variar sin previo aviso. Algún equipamiento o características pueden no estar disponibles. Resultados actuales, desempeño y otras especificaciones pueden variar dependiendo del modelo en producción y puede depender del modelo seleccionado y sus accesorios.

Transporte

Navegar a través de entornos hospitalarios concurridos puede resultar un desafío. La camilla KK-728E / KK-738BE es simple de usar y ayuda al personal médico a transportar a los pacientes con facilidad. La quinta rueda* se puede activar para facilitar el control de dirección, lo que permite a los usuarios navegar cómodamente la camilla en ambientes agitados y dinámicos.

*sólo KK-728E




Transferencia

Es necesario realizar el procedimiento adecuado para transferir al paciente de manera segura de la camilla a la cama. Un diseño innovador de barandales permite al personal médico llevar a cabo esta acción de manera eficiente y con mayor facilidad. El barandal se puede apoyar en la cama posicionada junto a la camilla para que actúe como tabla/rampa de transferencia, con cero espacio para una transferencia fácil, rápida y segura.



Tratamiento

El diseño en forma de T permite que los tubos y sondas pasen a través del barandal para mejorar el drenaje del fluido, y permite un mejor manejo y organización de los mismos. El barandal también se puede fijar a nivel horizontal, donde es posible colocar el brazo del paciente para la administración de IV u otro tratamiento.



Otros

Bandeja

En la bandeja de almacenamiento se puede ser almacenar artículos diversos.



Porta tanque de oxígeno (para tanques de hasta 500L)

El porta tanque de oxígeno se puede colocar vertical u horizontalmente en el lado de la cabecera de la camilla.



KK-728E

Modelo No.	KK-728E		KK-738BE
Marca	CE		○
Longitud Total	1,930 mm		
Ancho Total	663 mm		
Altura Total	510 a 850 mm		520 a 860 mm
Rango de Ajuste de Altura	340 mm		
Ángulo del Respaldo	0° a 70°		
Colchón	Tipo transferencia		
Carga de Trabajo Segura	153kgf (1,500N)		
Ruedas	150mm dia., ruedas dobles con sistema de quinta rueda (incluye sólo una rueda anti-estática)		150mm dia., ruedas individuales (incluye sólo una rueda anti-estática)

< Colchón >

Colchón de Transferencia	Núcleo: Espuma de uretano Cubierta: Poliéster
--------------------------	--

*Carga máxima con la que la camilla se puede operar.
(La carga total del peso del usuario y posibles ítems adicionales, como el colchón y accesorios.)
Para mayor información, por favor consulte a Paramount Bed o a su distribuidor.